



Material suplementario

Efectividad y determinantes del éxito de los programas de atención a pacientes con insuficiencia cardiaca: revisión sistemática y metanálisis

Figura 1 del material suplementario. Delantal plomado tipo chaleco + falda de 0,25 mm. El solapamiento de las 2 capas de la falda en la pared anterior del abdomen confiere una protección equivalente a un delantal de 0,5 mm. Los tirantes de la falda consiguen que el peso resida en los hombros y evitan presionar el abdomen al cerrarla.



Figura 2 del material suplementario. Delantal específico para embarazada. Añade a las 2 capas del delantal completo una falda delantera, protección en abdomen equivalente a delantal de 0,75 mm.



Figura 3 del material suplementario. Protector gonadal equivalente a 0,5 mm de plomo. Tamaño mayor, 2 × 36 cm.



Figura 4 del material suplementario. Pantallas protectoras, colgadas desde la mesa y desde el techo.

